




High-Intensity Electromagnetic Muscle Trainer

MAKE YOUR BODY SLIM

www.emslim.club



EMSlim công nghệ tiên tiến nhất về kích thích cơ bằng điện từ trường cường độ cao.

Sóng điện từ trường hội tụ xuyên qua toàn bộ lớp da và mỡ theo thứ tự để kích thích cơ hiệu quả, thúc đẩy quá trình cơ thắt liên tục, là yếu tố giúp cơ phát triển và cũng giúp thúc đẩy nhanh tiến trình thoái hoá tế bào mỡ.

EMSLIM là công nghệ HI-EMT được thiết kế cho mục đích thẩm mỹ, có 2 đầu điều trị công suất cao.

Công nghệ đột biến trong giảm béo không xâm lấn, không chỉ đốt cháy mỡ mà còn làm tăng khối lượng cơ.

Đây là chìa khoá cho cơ thể cường tráng và khoẻ mạnh.

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG GIẢM BÉO KHÔNG XÂM LẤN




Hai đầu điều trị được đặt lên vùng điều trị như: bụng, đùi, mông. Các đầu điều trị tạo ra sóng điện từ trường gây ra co thắt cơ thụ động.

HAI ĐẦU ĐIỀU TRỊ

Sự co thắt này dẫn đến giải phóng acid béo tự do, làm giảm mô mỡ và khối lượng cơ tăng sinh, khỏe.

Đây là cách giống như tập thể dục.


Khi tập thể dục, sự kích thích tạo ra sự tăng trưởng và sửa chữa của mô cơ, kết quả là cơ khỏe hơn, săn chắc hơn.



Công nghệ y khoa không xâm lấn này được sử dụng làm cơ tăng khối lượng và giúp cơ khoẻ hơn thông qua sự tương tác của sóng điện từ trường và mô của bệnh nhân.


Trái ngược với sự co thắt cơ thụ động, sự co thắt tối đa độc lập của chức năng não.

HI-EMT sử dụng dải tần số đặc biệt không cho phép cơ được nghỉ giữa hai lần kích thích liên tiếp.



CÔNG NGHỆ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH

HI-EMT sử dụng dải tần số đặc biệt không cho phép cơ được nghỉ giữa hai lần kích thích liên tiếp. Cơ bị ép giữ ở tình trạng co thắt trong nhiều giây. Khi tình trạng này được lặp đi lặp lại với cường độ cao, mô cơ bị căng thẳng và buộc phải đáp ứng.



Những nghiên cứu gần đây báo cáo rằng có sự gia tăng 15-16% độ dày cơ vùng bụng sau 1 -2 tháng điều trị bằng HI-EMT.




HI-EMT

High Intensity Electromagnetic Muscle Trainer

Công nghệ y khoa được sử dụng trong thẩm mỹ. Sử dụng điện từ trường hội tụ ở cường độ an toàn.

Sóng điện từ trường xuyên qua cơ thể không xâm lấn và tương tác với nơ-ron thần kinh dẫn truyền, liên tiếp kích thích co thắt cơ tối đa. "HI-EMT được sử dụng điều trị giảm béo không xâm lấn cho vùng bụng và mông".



Đánh giá hiệu quả giảm mỡ trong những nghiên cứu gần đây sử dụng CT, MRI và siêu âm cho thấy giảm khoảng 19% lớp mỡ ở bệnh nhân điều trị bằng HI-EMT vùng bụng. Nguồn gốc của sự thoái hóa tế bào làm cho gia tăng nồng độ của acid béo tự do được quan sát và chứng minh trong nhiều nghiên cứu.

THÔNG TIN LIỆU TRÌNH

Liệu trình điều trị EMSLIM không cần gây tê, không xâm lấn và hoàn toàn không đau. thực tế, bệnh nhân nằm ngửa và thư giãn, trong khi máy thực hiện điều trị tương đương hơn 20,000 gập không đau.



Hercules Course Tạo cơ

Điều trị	1	2	3	4	5	6
Program	Hypertrophy	Combo2	Hypertrophy	Combo2	Hypertrophy	Combo2

David Course Đốt mỡ

Điều trị	1	2	3	4	5	6
Program	HIIT	Combo1	Strength	Strength	HIIT	Combo1

Một lần điều trị khoảng 30 phút và không nghỉ dưỡng. 2-3 lần điều trị/ 1 tuần là đạt hiệu quả hoàn hảo cho mọi người. Nói chung, đề xuất 4-6 lần điều trị.

CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC

Chương trình thể dục độc đáo của EMSLIM bao gồm 1 chuỗi các chương trình tập luyện cơ học, được thiết kế nhằm kích thích tối đa mang lại hiệu quả tốt nhất.

Venus Course Tạo cơ

Điều trị	1	2	3	4	5	6
Program	Hypertrophy	HIIT	Combo2	Hypertrophy	HIIT	Combo2

Aphrodite Course Đốt mỡ

Điều trị	1	2	3	4	5	6
Program	HIIT	Combo 1	Strength	HIIT	Combo2	HIIT


Hơn nữa, EMSLIM là điều trị cực kỳ hiệu quả trong 10-14 ngày, kéo dài trong nhiều tháng và cũng tạo săn chắc bụng và mông trong vòng 2-4 tuần. Nếu cần thêm thông tin về chương trình tập thể dục của chúng tôi, vui lòng xem trên www.emslim.club và cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn.

ƯU VIỆT CỦA EMSLIM

Công suất đầu ra

7 Tesla

HI-EMT có năng lượng điện từ trường với công suất đầu ra 7 tesla có thể bao phủ các cơ xương lớn của cơ thể con người. Có nghĩa, cơ của EMSLIM được lập trình đủ sâu như cơ thắt cơ thông thường. Kích thích cơ bằng điện bề mặt không thể so sánh.




CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH

Hệ thống làm lạnh bằng nước tối ưu của chúng tôi giúp cho EMSLIM hoạt động hiệu quả trong 1 thời gian rất dài mà máy không cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, không còn lo lắng rò rỉ dầu nữa.



TẬP HUẤN

Công nghệ đột phá của chúng tôi có thể giúp thay đổi độ rộng xung của điện từ trường với dải rất rộng. Vì thế sẽ không cần phải cài lại chương trình cài đặt sẵn, bạn có thể tự thiết kế một chương trình điều trị đặt biệt theo yêu cầu của bệnh nhân mình cần.





KHÔNG TỐN VẬT TƯ TIÊU HAO



Làm mát bằng nước giúp EMSLIM MẠNH MỀ HƠN BAO GIỜ HẾT



Great Durability – 10,000 Treatment Assurance



Bảo hành toàn diện 1 năm



Thao tác thuận tiện- CÀI ĐẶT HIỆU QUẢ & DỄ DÀNG/ Giao diện thân thiện.

BẢO TRÌ

HÌNH ẢNH TRƯỚC & SAU ĐIỀU TRỊ

Ngay cả bạn không đạt được vóc dáng hoàn hảo, bạn vẫn có được lợi ích của EMSLIM trong thời gian dài với chế độ ăn và tập luyện bình thường.



M1_Before_Front

M1_After_Front



F1_Before_Front

F1_After_Front



M1_Before_Side

M1_After_Side



M2_Before_Front

M2_After_Front

HỎI ĐÁP

Q Ai có thể điều trị?

A Bất kỳ ai

Q Nghỉ dưỡng không?

A Hoàn toàn không

Q Bao lâu?

A 30 phút cho 1 lần điều trị

Q Bao lâu làm 1 lần?

A 2-3 lần / 1 tuần

Q Cần bao nhiêu lần điều trị?

A Đề xuất là 4-6 lần

Q Sử dụng được bao lâu?

A Không giới hạn

Q Hiệu quả kéo dài bao lâu?

A Rất dài

Q Additional supplies?

A Không

Q Bảo hành máy?

A 1 năm

Q Chương trình bằng tay?

A Chế độ bằng tay hiệu quả và dễ dàng

- ① LCD ② Emergency stop button ③ Reset Switch ④ Applicator (2EA)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Power	Power Input	230 V 50/60 Hz
	Maximum Power Consumption	2.3 kVA
Magnetic Stimulation	Magnetic induction amplitude (Intensity)	0~7 Tesla
	Shape of stimulation pulse	Biphase
	Pulse duration	300 μ s
Dimension	Size (height x width x depth)	420 x 660 x 1150 (mm)
	Weight	70 kg
	Safety type	B
Country of Origin	Republic of KOREA	
Manufacturer	DAEYANG MEDICAL CO., LTD	



daeOyang
Medical

FACEBOOK



Follow Up

www.dyat.life
www.emslim.club
www.daeyangmed.com

T.+82 (0) 33 747 4466 F.+82 (0)33 747 1133
147 Donghwagongdan-ro, Wonju-si,
Gangwon-do, Republic of Korea
sales@daeyangmed.com

