

HEALUX
H E A L U X

Caspian 2



TẠI SAO LÀ Caspian 2

1 NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT

2 THỜI GIAN XUNG NGẮN

3 KHÔNG CALIBRATION
PHỨC TẠP

4 HOẠT ĐỘNG BỀN BỈ

5 KHÔNG TỐN VẬT TƯ
TIÊU HAO





HEALUX
H E A L U X

Caspian 2

LÀ NANO Q-SWITCHED ND-YAG: 1064/532 NM
ƯU VIỆT NHẤT HIỆN NAY

NÂNG CẤP LÊN Caspian 2



- ✓ ĐIỀU TRỊ NHẸ NHÀNG
- 🕒 THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ ÍT HƠN
- 📱 GIAO DIỆN THÂN THIỆN
- 🔗 ĐIỀU TRỊ ĐA DẠNG
- 👍 ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
- 💰 LỢI NHUẬN CAO

ĐIỀU TRỊ NÁM HIỆU QUẢ

Điều trị nám




Sau điều trị




Điều trị nám



Sau điều trị



Điều trị nám




Sau điều trị



CÁC ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ KHÁC


Xóa xăm




Sau điều trị



Xóa xăm




Sau điều trị



Xóa nốt bẩm sinh

Sau điều trị



Trắng sáng da



Sau điều trị



Trứng cá đỏ (Rosacea) Sau điều trị






Caspian 2

HEALUX



H E A L U X





ĐẦU ĐIỀU TRỊ MLA (Micro Lens Array)

Đầu MLA hỗ trợ điều trị hiệu quả: nhăn, sẹo, nám và các sang thương sắc tố da



Collimated 8mm

Caspian 2

MLA 8-10mm

PRINCE MODE

PTP (xung đôi) giúp giải quyết các vết nám khó. Tuy nhiên, CASPIAN 2 còn hơn thế nữa với chế độ Prince Mode có nhiều Multipulse giúp điều trị các vết nám cứng đầu dễ dàng hơn bao giờ hết




Chế độ PTP: set 2,000 mJ, đo thực tế bằng máy ophire: 2,210 mJ




Chế độ xung 3: set 2,500 mJ, đo thực tế bằng máy ophire: 2,590 mJ



Chế độ xung 4: set 2,500 mJ, đo thực tế bằng máy ophire: 2,560 mJ



Chế độ xung 5: set 2,500 mJ, đo thực tế bằng máy ophire: 2,590 mJ



Chế độ xung 6: set 3,000 mJ, đo thực tế bằng máy ophire: 3,180 mJ

Caspian 2

Q-Switch Nd:YAG Laser

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

LOẠI LASER	Nd:YAG
BƯỚC SÓNG	1064nm 532nm
THỜI GIAN PHÁT XUNG	~ 5ns
TẦN SỐ	1-10Hz
NĂNG LƯỢNG XUNG ĐƠN	1064nm : 1.5J 532nm : 500mJ
Spot Size	2 - 10mm
KÍCH THƯỚC	35 X 85 X 90 (cm)
TRỌNG LƯỢNG	80kg



MADE IN
KOREA



vinhy®
Keep moving forward

ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM:

Lầu 11, 538 CMT8, P.11, Q.3, Tp.HCM
Tel: (028) 3846 4480 - Hotline: 0962 977 038v
Email: info@vinhy.com

www.vinhy.com

